

KZ **Стетоскоп B.Well, модели WS-2****Екіжақты бастиекпен қамтылған кәсіби стетоскоп**

Жоғары сапалы материалдардан жасалған.

WS-2 стетоскопы жүрек-қан тамыры жүйесі мен тыныс алу жүйесіне диагностика жүргізуге арналған.

Қолдану аясы: денсаулық сақтау саласының емдеу-профилактикалық мекемелері және жеке мақсатпен пайдалану.

Қарсы көрсетімдер: қарсы көрсетімдер анықталмаған.

Тазалау: 70% изопропил спиртіне малынған жұмсақ матамен сүртіңіз.

Жиынтықтамасы:

1. PVC материалынан құйылған, стетоскопқа жалғанатын берік түтік
2. Күмбезі пластик сақинамен қамтылған, стетоскопқа арналған жеңіл, алюминий, екіжақты бастиек
3. Хромдалған бинауральды түтік
4. Құлаққа арналған жұмсақ, эргономикалық қаптамалар
5. Өте сезімтал мембрана

Кәдеге жарату: тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болады.

Стандарттарға сәйкестік:

ISO 13485:2016. EО 93/42 директивасына сәйкес.

Кепілдікті міндеттемелер:

Дайындаушы, стетоскоп сатып алынған күннен бастап 5 жыл бойы бұйымға* ақысыз негізде сервистік қызмет көрсетуді және 12 ай бойы кепілдікті міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді. B.Well бұйымдарының қолданылу мерзімі кемінде 10 жыл.

Өз қалаңыздағы сервистік-консультациялық пункттердің мекенжайын

8 800 200-33-22 ақысыз қауырт желі телефоны арқылы және «Альфа-Медика» компаниясының www.alpha-medica.ru сайтынан біле аласыз

* ақысыз негізде сервистік қызмет көрсету – бұйымға өндірушінің кесірінен келтірілген кемшіліктерді (ақауларды) кетіру.

RU **Стетоскоп серии WS, модель WS-2**
Профессиональный стетоскоп с двусторонней головкой

Изготовлен из высококачественных материалов.

Стетоскоп WS-2 предназначен для диагностики сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование.

Противопоказания: противопоказаний не выявлено.

Очистка: протрите мягкой тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.

Комплектация:

1. Трубка соединительная для стетоскопа, прочная литая из PVC
2. Головка для стетоскопа, легкая алюминиевая, двусторонняя, купол оснащен пластиковым кольцом
3. Трубка бинауральная, хромированная
4. Насадки для ушей, мягкие эргономичные
5. Мембрана, высокочувствительная

Утилизация: может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами.

Соответствие стандартам:

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3080 от 23.08.2018 г.

ISO 13485:2016. Соответствует директиве ЕС 93/42.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание изделия* в течение 5 лет и гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты приобретения стетоскопа. Срок службы приборов B.Well установлен не менее 10 лет.

Адреса сервисно-консультационных пунктов в Вашем городе Вы можете узнать по телефону бесплатной горячей линии **8 800 200-33-22** и на сайте компании «Альфа-Медика» www.alpha-medica.ru или www.bwell-swiss.ru

* бесплатное сервисное обслуживание – устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине производителя.

Дата изготовления указана в номере LOT:
номер недели, последние две цифры года.

Расшифровка символов:

- +5°C — ПРИМЕНЕНИЕ Ограничение по температуре применения +5 - +40 °C
- 20°C — ХРАНЕНИЕ Ограничение по температуре хранения -20 - +70 °C



Сертификация CE



Производитель



Номер партии



Может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами



Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство

Тұтынушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және мекенжайы: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі: «Diotmed» ЖШС Алматы, Чайковский көшесі, 22-үй, 211-кеңсе тел.: +7 (727) 233 57 21.

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителя по качеству продукта: Представительство в Республике Казахстан: ТОО «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211 тел.: +7 (727) 233 57 21.

Место производства:

Уси Эксаново Медикал Инструмент Ко., Лтд., №42 Зизин роуд, Чанджинг, Зибей Таун, Уси Сити, 214194 Цзянсу, Китай.